

ATLANTIS™ Übersicht zur Implantatkompatibilität



Hersteller	Implantat	Titan GoldHue	Zirkondioxid, inklusive ATLANTIS™ Crown Abutment	Schraubendreher
BioHorizons	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	Tapered Internal 3.5, 4.5, 5.7	x	x	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	External Implant 3.5	x		1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	External Implant 4.0, 5.0	x	x	
Biomet 3i	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Certain™ 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0	x	x	1,22 mm Sechskant-Schraubendreher
	Certain™ Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x	x	
	Certain™ XP 4/5, 5/6	x	x	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	MicroMiniplant™ 3.25	x		1,22 mm Sechskant-Schraubendreher
	Miniplant™ 3.25	x	x	
	Osseotite™ 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	x	x	
Osseotite™ XP 4/5, 5/6	x	x		
Camlog	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Screw-Line Implantat 3.3	x		1,28 mm Sechskant-Schraubendreher
	Screw-Line/Root-Line Implantat 3.8, 4.3, 5.0, 6.0	x	x	
DENTSPLY Implants NEU! <small>Hinweis! OsseoSpeed™ Implantate sind Teil des ASTRA TECH Implant System™</small>	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	ANKYLOS® C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	x	x*	1,0 mm Sechskant-Schraubendreher
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.0 – Gelb	x		1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 3.5, 4.0 – Türkis	x	x	
	OsseoSpeed™/OsseoSpeed™ TX 4.5, 5.0 – Lila	x	x	
	OsseoSpeed™ TX Profile 4.5, 5.0	x	x	
	OsseoSpeed™ 4.0 – Blau (vorherig)	x		1,22 mm Sechskant-Schraubendreher
	XiVE® S 3.0	x		
	XiVE® S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	
	Frialit™ 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	x	
Keystone Dental	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	PrimaConnex™ SD 3.3, 3.5, Genesis™ 3.8	x	x	Keystone Quad Schraubendreher
	PrimaConnex™ RD 4.0, 4.1, Genesis™ 4.5	x	x	
	PrimaConnex™ WD 5.0, Genesis™ 5.5, 6.5	x	x	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Restore™ SD 3.3, 3.4	x		1,22 mm Sechskant-Schraubendreher
	Restore™ RD 3.75, 4.0	x	x	
Restore™ WD 5.0, 5.5, 6.0	x			
Nobel Biocare	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	NobelActive™ NP 3.5	x	x	Nobel Biocare Unigrip
	NobelActive™ RP 4.3, 5.0	x	x	
	NobelReplace™ NP 3.5	x	x	
	NobelReplace™ RP 4.3	x	x	
	NobelReplace™ WP 5.0	x	x	
	NobelReplace™ 6.0	x	x	
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Brånemark System™ NP 3.3	x		Nobel Biocare Unigrip
	Brånemark System™ RP 3.75, 4.0	x	x	
	Brånemark System™ WP 5.0, 5.5	x	x	
	SteriOss Replace™ 3.1, 3.5, 4.3, 5.0, 6.0	x		1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	SteriOss HL™ 3.25, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0	x		
Straumann	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Bone Level 3.3 NC (Narrow CrossFit™)	x		SCS Schraubendreher
	Bone Level 4.1, 4.8 RC (Regular CrossFit™)	x	x	
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x		
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x		
	EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
Standard Plus 3.3 NN (Narrow Neck)	x		SCS Schraubendreher	
Zimmer Dental	INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT VERBINDUNG			
	Tapered Screw-Vent™ 3.5, 4.5, 5.7	x	x	1,25 mm Sechskant-Schraubendreher
	Screw Vent™ 3.3, 3.7, 4.5	x	x	
	SwissPlus™ 4.8	x		

* Nicht für ATLANTIS™ Crown Abutments erhältlich.
Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

Lieferzeiten

ATLANTIS™ Abutments sind für verschiedene Implantatsysteme in Zirkondioxid, Titan oder titannitridbeschichtetem Titan erhältlich. Die Lieferzeiten variieren und sind abhängig von Material und Anzahl der Abutments.

Wenn Ihre Bestellung bei ATLANTIS™ eingegangen und erfasst ist, wird Ihr ATLANTIS™ WebOrder Konto mit dem Lieferdatum aktualisiert.

Die Standardlieferzeiten betragen:

ATLANTIS™ Abutment Lieferzeiten (Werktage)			
Abutments pro Bestellung	Titan	Titan titannitridbeschichtet (goldfarben)	Zirkondioxid weiß und eingefärbt
1-4	4*	5	6
5+	5	6	7

Wichtige Hinweise

- Die Lieferzeiten sind nur einzuhalten, wenn Ihre Modelle inklusive Bestellformular am folgenden Tag bis Mittags bei ATLANTIS™ eingehen. Für Sonderkonditionen ist ein ATLANTIS™ DHL-Konto verfügbar, für weitere Informationen kontaktieren Sie bitten den ATLANTIS™ Kundenservice.
- Es darf zu keiner Verzögerung durch „Fall anhalten“ kommen.
- Lieferzeit (Werktage) bezeichnet den Zeitraum vom Tag der Versendung durch den Kunden bis zum Wiedereintreffen beim Kunden.
- Um die Lieferzeit einhalten zu können, müssen die Modelle bei ATLANTIS™ vor 12 Uhr des Folgetages eingehen. Die Rücksendung zum Kunden erfolgt immer auf den Folgetag.
- Die angegebenen Lieferzeiten sind reine Werktage und berücksichtigen weder mögliche Feiertage noch Wochenenden.

*Beispiel:

Wenn der Kunde seine Bestellung mit 1-4 Titan Abutments am Montag verschickt, erhält er die bestellten Abutments am Freitag der selben Woche zurück.

Zusätzliche Informationen

In allen ATLANTIS™ Lieferungen ist die entsprechende Abutmentschraube enthalten.

Hierdurch entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Beim Eindrehen der Abutmentschraube sollte stets das vom Hersteller des Implantats empfohlene Drehmoment verwendet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter:

www.atlantissabutment.de



www.dentsplyimplants.de