

# ATLANTIS™ ISUS Kompatibilität – Implantatsysteme Erweitertes Sortiment



Hersteller/ Unternehmen	Implantatsystem	Implantat- niveau	Abutment- niveau	Schraube Bestellnummer des Herstellers/Unternehmens*
Alphatech	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.4, D3.8, D4.3 Implant Level	x		188705 (5 Schrauben)
	D5, D6, D7 Implant Level	x		188705 (5 Schrauben)
Alpha Bio	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Abutmentniveau		x	188704 (5 Schrauben)
BEGO	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Innenhex	x		STLAS
	TSA Abutment		x	SF
BEGO	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Semados S/RI D3.25/D3.75	x		53999
	Semados S/RI D4.1, D4.5, D5.5	x		53999
Biotech	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Semados Mini	x		56983
	Bis D5/D5.4 Abutment Level		x	E007
	Bis D3/D3.4/D3.6/D3.9/D4.4 Abutment Level		x	E007
BT	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Konisches Abutment		x	k. A.
BT	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Lock D4.5	x		370 BTIVPT
BTI	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Tiny D3.5	x		TTTH
	Interna Universal D4.1	x		INTTUH
	Interna Wide D5.5	x		INTTUH
Bredent	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Multi-IM Abutment		x	TTMI
	SKY D4.1 Implant Level	x		SKY PS22 (6X)
Dentaurum	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	SKY Fast/Fixed Abutment Level		x	SKYFFSPK (6X)
	TioLogic S Implant Level	x		386-910-00
	TioLogic M Implant Level	x		386-910-00
	TioLogic L Implant Level	x		386-910-00
Dentegris	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	TioLogic Abutment Level		x	386-912-00
	TioloX D3.5, D4.5 Implant Level	x		330-790-00 (5 mm)
	D3.3 Implant Level	x		ZS 01
DIO	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.75 Implant Level	x		ZS 01
	D4.5/D4.75 Implant Level	x		ZS 01
	D5.5 Implant Level	x		ZS 03
	SM-Submerged D3.8/4.1 Implant Level Narrow	x		SSC 1808
Dental Ratio	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	SM-Submerged D4.5/D5.0/D5.3 Implant Level Regular/Wide	x		SSC 2008
	SM-Internal D4.8 Implant Level Regular/Wide	x		STN 2008
Implant Direct	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	OKTAGON Implant Level	x		84960
	Legacy D3	x		1000-04
	Legacy D3.5 / 4.5 / 5.7	x		1000-01
	S-plant D3.7, D4.7, D5.7	x		1000-01
Imtec	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	S-InDirect D5.0	x		1000-01
	Overdenture Screw-Retained Abutment		x	1000-05
Medical Instinct	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Implant-Level D3.5/D4.3	x		5052HX
Medical Instinct	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Implant-Level D5.1	x		5052HX
	BoneTrust D3.4 Implant Level	x		160-100004
Medical Instinct	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	BoneTrust D4, D5 Implant Level	x		160-100004
Medical Instinct	<b>EXTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.4 /D4 Direct Abutment		x	165-344055

\* Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer vom Hersteller zu kontrollieren.  
Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

# Erweitertes Sortiment

Hersteller/ Unternehmen	Implantatsystem	Implantat- niveau	Abutment- niveau	Schraube Bestellnummer des Herstellers/Unternehmens*
Megagen	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Exfeel Internal Implant Level	x		EXIMS100
	Exfeel Internal Abutment Level		x	IRCS200
	Rescue Internal Implant Level	x		ARAS250L
	EZ Plus Internal Implant Level Small	x		EPAS100
	EZ Plus Internal Implant Level Regular/Wide	x		AMAS100
Medentis	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	ICX Templat	x		C-007-000001
MIS	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Direct Standard	x		MD-S0220
	Direct Wide	x		MD-S0220
	Multiunit		x	MM-S0330
Neoss	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Narrow D3.25 Implant Level	x		31240
	D4.1 Implant Level	x		31150
	D4.1 Access Abutment		x	31229
Osseolink	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.5/D4 /D5 Implant Level	x		UNIPS
Osstem	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	GS Mini	x		GSASM
	GS Standard	x		GSASR
	GS Convertible Mini Abutment D4.0		x	GSFSM
	GS Convertible Standard Abutment D4.8		x	GSFSR
	GS Convertible Wide Abutment D6.0		x	GSFSR
	US Mini	x		ASM200
Pitt Easy	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.25, D3.75, D4, D4.9, D6.5	x		90276
Platon	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	PF D4.4 Implant Level	x		QPB-0001
	PF D4.8 Implant Level	x		QPB-W001
	Pro PF D4.1, D5.0 Implant Level	x		QPB-0001
	PF D4.1/D4.4 Abutment Level		x	QPA-0005/QPB-0001
	PF D4.8 Abutment Level		x	QPA-W005/QPB-W001
POI	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	EX D3.7 Implant Level	x		CDO12600
	EX D4.2 Implant Level	x		CDO12650
	EX D.7 Implant Level	x		CDO12700
	EX D5.2 Implant Level	x		CDO12750
Prowital	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Wieland D3.5, D4.3, D5 Implant Level	x		1.213.1600
Renew Biocare	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	UMA Abutment		x	11-000052
SIC	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	D3.3, D4.2, D5.3	x		936658
Simpler	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Bar Abutment		x	AS 21001
Serf	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	EVL Plus D3.3	x		VPEG 3,3-DP30700050
	EVL Plus D4, D5	x		VPEG 4 ET 5-DP30700070
Schuetz	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Dental Impla D3.3, D4.2, D5.3	x		636649
Sweden Martina	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Global D3.8, D4.3, D4.8, D5.5	x		U-VMOU1.8
	PAD Abutment Level		x	PAD-VP-140
	Premium/Kohno D3.3, D3.8	x		VM2-180
	Premium/Kohno D4.25, D5	x		VM2-200
Tekka	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	Progress D4.5 Implant Level	x		DVPQP
	Progress D5, D6 Implant Level	x		DVPQP
	Krestal D3.6 Implant Level	x		DVPQP
	Monobloc D3.4	x		DVPIP
	Monobloc D4, D4.5, D5	x		DVPIP
	Quattro	x		DVPAOFF
Thommen Medical	<b>INTERNE IMPLANTAT-ABUTMENT-VERBINDUNG</b>			
	SPI D3.5 Implant Level	x		4.03.500
	SPI D4, D4.5, D5, D6 Implant Level	x		4.03.501
	SPI Abutment Level		x	4.03.506
	SPI VARIO multi Abutment		x	4.03.507

\* **Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer vom Hersteller zu kontrollieren. Alle Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Firmen.

# ATLANTIS™ ISUS Lieferzeiten

ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen stehen für eine Vielzahl von Implantatsystemen in Titan und Kobalt-Chrom zur Verfügung.

Mit dem Datum der Konstruktionsfreigabe bei ATLANTIS™ ISUS wird der Produktionsprozess gestartet. Wenn Ihre Bestellung bei ATLANTIS™ ISUS eingegangen und erfasst ist, wird Ihr ATLANTIS™ ISUS WebOrder-Konto mit den Lieferzeiten aktualisiert. Die Lieferzeiten können entsprechend dem gewählten Material variieren. Die Bearbeitungszeiten sind im Regelfall wie folgt:

ATLANTIS™ ISUS Produktionszeit in Arbeitstagen		
	Titan	Kobalt-Chrom
ATLANTIS™ ISUS Brücken	5	7
ATLANTIS™ ISUS Hybridstrukturen	5	7
ATLANTIS™ ISUS Stege	5	7
ATLANTIS™ ISUS 2in1	12	k. A.

## Den Zeitpunkt der Rücksendung festlegen:

1. Wählen Sie Ihre Versandart und berechnen Sie die Anzahl der Tage, die es dauert, bis die Arbeitsunterlagen bei ATLANTIS™ ISUS in Hasselt / Belgien ankommen.
2. Addieren Sie die Tage, die für die Produktion der ATLANTIS™ ISUS Suprastruktur benötigt wird.  
Der Produktionsprozess beginnt, wenn der Fall in der Produktion von ATLANTIS™ ISUS vor 12.00 Uhr eingegangen ist.
3. Nach Fertigstellung erfolgt die Auslieferung durch DENTSPLY Implantats zum nächsten Tag kostenfrei.

## Wichtige Hinweise:

- Die Lieferzeiten sind nur einzuhalten, wenn Ihre Modelle inklusive Bestellformular bis mittags 12.00 Uhr bei ATLANTIS™ ISUS eingehen.
- Design-Freigaben sollen bis spätestens 18.00 Uhr des jeweiligen Tages erfolgen.
- Rückfragen zu Material oder sonstigen fehlenden Informationen sollten zeitnah beantwortet werden.
- Wochenenden und Feiertage gelten nicht als Arbeitstage.
- Fehlen Informationen in der Bestellung oder verzögert sich die Freigabe zur Produktion, hat dies eine Verlängerung der Produktionszeit zur Folge.

### Beispiel:

Die Arbeitsunterlagen für eine ATLANTIS™ ISUS Brücke in Titan, wird bis Montag 12.00 Uhr angeliefert. Nachdem der ISUS-Designvorschlag zur Freigabe versendet wurde und die Freigabe zur Produktion am selben Tag bis 18.00 Uhr erfolgte, werden die Struktur und die von Ihnen angelieferten Arbeitsunterlagen am Freitag zurückgesendet.

## Zusätzliche Informationen

Die **ATLANTIS™ ISUS Befestigungsschrauben** werden für die gängigen Implantatsysteme angeboten. Die Schrauben können zusammen mit der ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen im ATLANTIS™ WebOrder und über das ATLANTIS™ ISUS Bestellformular bestellt werden.

Die ATLANTIS™ ISUS Implantat-Suprastrukturen sind immer mit den Befestigungsschrauben des jeweiligen Implantatsystems kompatibel. Wenn die ATLANTIS™ ISUS Befestigungsschraube nicht verfügbar ist, müssen die Schrauben beim Hersteller des Implantatsystems bestellt werden. Als Service sind alle Schrauben mit der Original-Referenznummer in der Übersicht zur Implantatkompatibilität aufgelistet. Wir empfehlen, die Bestellnummer zu überprüfen.

Beim Befestigen der Suprastruktur sollte stets das vom Implantathersteller empfohlene Drehmoment verwendet werden. Für die aktuellste Version der ATLANTIS™ ISUS Implantatkompatibilität und Lieferzeiten besuchen Sie [www.atlantisdentsply.de](http://www.atlantisdentsply.de) oder Ihr ATLANTIS™ WebOrder-Konto ([www.atlantisweborder.com](http://www.atlantisweborder.com))

